

Mit freundlicher Unterstützung
unseres Vertriebspartners



embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH · Marlowring 4 · 22525 Hamburg
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de · shop.embemed.de

Tweezer[®]

Knochenmarkbiopsienadel



embemed

Tweezer® Knochenmark-Biopsienadel

Die Knochenmark-Biopsienadel Tweezer® ist ein Instrument zur Probennahme, die die Notwendigkeit externer Nadelmanipulationen minimieren und stets brauchbare Proben sicherstellen soll.



Die Knochenmark-Biopsienadel Tweezer® ist ein Instrument zur Probennahme, die die Notwendigkeit externer Nadelmanipulationen minimieren und stets brauchbare Proben sicherstellen soll.

Der ergonomisch gestaltete Twist-Lock-Griff erlaubt gemeinsam mit der Mandrinspitze ein problemloses Vordringen in die harte Knochen-


substanz und hält die Gesamtkonstruktion während dieses Vorgangs fest zusammen.

Zur Tweezer®-Biopsienadel gehört die Tweezer®-Extraktionskanüle. Durch Einschließen der Probe in der Nadel erhält man eine hochwertige Knochenmarkspröbe, ohne Beschädigung und ohne schmerzhaftes Nadelauslenken.

* Patent No. 5,522,398 & 5,634,473
NeedleVISE is a trademark of Atrion Medical Products.

EIGENSCHAFTEN

- Spezielle Mandrinspitze für das schnelle und einfache Vordringen in den Markraum
- Ergonomisch gestalteter Griff, der der Ermüdung von Hand und Arm des Behandlers vorbeugt
- Extraktionskanüle mit Zentimetermarkierungen und stumpfer Spitze
- Zwei Schneidkanten an der konischen distalen Kanülenspitze für eine bessere Stanzfunktion
- Spezielle Extraktionskanüle für das Entnehmen und Sichern von Knochenmarkspröben
- Erhöhter Patientenkomfort



BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
RTN-84-T	8G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
RTN-86-T	8G x 6 inch (15 cm)	10 Stück
RTN-114-T	11G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
RTN-116-T	11G x 6 inch (15 cm)	10 Stück

**WIR NEHMEN IHRE
BESTELLUNG GERNE ENTGEGEN.**

embemed Bleckmann
Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0
shop.embemed.de
bestellung@embemed.de
www.embemed.de