

Safestep Sicherheitsportkanüle

Klein, flach und recht komfortabel für die Patienten

Safestep zeichnet sich durch das kleine und flache Design aus. Gemeinsam mit dem Schaumstoffpolster sorgen diese Eigenschaften für bestmöglichen Patientenkomfort. Das flügellose Design erlaubt guten Zugang zur Punktionsstelle. Safestep ist auch für Zweikammerports geeignet und ist mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Patientenkomfort durch nicht absorbierendes Polster
- Transparente Basisplatte für optimale Sichtbarkeit
- Drehbare Basis für feinjustierbare Positionierung

SICHERHEIT

NADEL TYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMechanismus nach TRBA 250 erfasst		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT		-	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMechanismus HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	13, 19, 25, 38		



BESTELLUNG

SAFESTEP SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
LH-0039	19	13	25	–	LH-0039YN	19	13	25	✓
LH-0033	19	19	25	–	LH-0033YN	19	19	25	✓
LH-0034	19	25	25	–	LH-0034YN	19	25	25	✓
LH-0040	19	38	25	–	LH-0040YN	19	38	25	✓
LH-0037	20	13	25	–	LH-0037YN	20	13	25	✓
LH-0031	20	19	25	–	LH-0031YN	20	19	25	✓
LH-0032	20	25	25	–	LH-0032YN	20	25	25	✓
LH-0038	20	38	25	–	LH-0038YN	20	38	25	✓
LH-0035	22	13	25	–	LH-0035YN	22	13	25	✓
LH-0029	22	19	25	–	LH-0029YN	22	19	25	✓
LH-0030	22	25	25	–	LH-0030YN	22	25	25	✓
LH-0036	22	38	25	–	LH-0036YN	22	38	25	✓