

Gripper-PLUS

Sicherheitsportkanüle

Der Golf unter den Sicherheitsportkanülen

Gripper-PLUS ist eine leicht erlernbare, einfach verwendbare Nadel, damit ideal für den Umstieg auf eine Sicherheitsportkanüle. Diese einfache Sicherheitsportkanüle hat ein Polster für besseren Patientenkomfort. Auch mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Patientenkomfort durch Schaumstoffkissen
- Einfache Anwendung, geringe Änderung in Verfahrensweise notwendig bei Umstieg auf Sicherheitsportkanülen
- Auch für die häusliche Behandlung geeignet.

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMechanismus nach TRBA 250 erfasst		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMechanismus HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	*	FLACHES DESIGN	
CT-GEEIGNET	-	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	16, 19, 25, 32		

*Für Hochdruck-Injektionen als Gripper-PLUS Power PAC erhältlich.



BESTELLUNG

GRIPPER-PLUS SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
21-2768-24	19	19	12	–	21-2968-24	19	19	12	✓
21-2764-24	19	25	12	–	21-2969-24	19	25	12	✓
21-2765-24	19	32	12	–	21-2970-24	19	32	12	✓
21-2769-24	20	16	12	–	21-2964-24	20	16	12	✓
21-2767-24	20	19	12	–	21-2965-24	20	19	12	✓
21-2762-24	20	25	12	–	21-2966-24	20	25	12	✓
21-2763-24	20	32	12	–	21-2967-24	20	32	12	✓
21-2770-24	22	16	12	–	21-2960-24	22	16	12	✓
21-2766-24	22	19	12	–	21-2961-24	22	19	12	✓
21-2760-24	22	25	12	–	21-2962-24	22	25	12	✓
21-2761-24	22	32	12	–	21-2963-24	22	32	12	✓