

T-LokTM

Knochenmarkbiopsienadel, Aspirationsnadel



embemed

embemed

T-Lok™ Knochenmarkbiopsienadel

Dank des Pinzetten-artigen Fangmechanismus für die Probe sind schmerzhaftes exzentrische Manipulationen mit T-Lok nicht mehr nötig.



EIGENSCHAFTEN


- ergonomisch geformter Griff für wenig Krafteinsatz
- Luer-Lock-Ansatz im Handgriff
- doppelte Schneidspitze für schnelles Durchdringen des Knochens, „Double-Diamond Lanzettschliff“
- Extraktionskanüle mit Zangenspitze zur sicheren Probenentnahme
- der Obturator zeigt die Probengröße vor der Entnahme an
- Probengewinnung ohne exzentrische Agitation, kein Rucken oder Verkanten nötig

BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	INKL. FANG-MECHANISMUS	PRO PACKUNG
DBMNJ0804TL	8 G x 4 inch (10 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ0806TL	8 G x 6 inch (15 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ1104TL	11 G x 4 inch (10 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ1106TL	11 G x 6 inch (15 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ13025	13 G x 2,5 inch (6,35 cm)	–	10 Stück
DBMNJ1304	13 G x 4 inch (10 cm)	–	10 Stück

DBMNI Aspirationsnadel

Mit der DBMNI Aspirationsnadel gelingt die Knochenmarksaspiration schnell und zuverlässig – für eine optimale Probenqualität bei minimalem Patiententrauma.



EIGENSCHAFTEN

- Effiziente Knochenmarksaspiration mit hohem Probenvolumen
- Optimierte Nadelgeometrie für leichtes Eindringen ins Knochenmark
- Hohe Probenqualität für zuverlässige Diagnostik
- Patientenschonendes Design mit minimalem Gewebetrauma
- Ergonomische Handhabung für kontrollierte Aspiration
- Sichere Platzierung durch klare Markierungen und stabile Konstruktion

BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
DBMNI1501	15 G x 2,688 inch (6,8 cm)	10 Stück
DBMNI1504	15 G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
DBMNI1601	16 G x 2,688 inch (6,8 cm)	10 Stück

**WIR NEHMEN IHRE
BESTELLUNG GERNE ENTGEGEN.**

embemed Bleckmann
Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0
shop.embemed.de
bestellung@embemed.de
www.embemed.de