

Ambix Intrastick Safe Sicherheitsportkanüle

Führend in Sachen Sicherheit und Ergonomie

Der automatische Sicherheitsmechanismus gegen Nadelstichverletzungen aktiviert gleichzeitig einen Schutz gegen Infektionen durch Körperflüssigkeiten oder Gewebe, die außen an der Nadel verblieben sein können. Die Nadel wird dazu mit einer teleskopförmigen Hülle umgeben. Intrastick Safe hat ein selbstverschließendes Sicherheitsventil – statt Klemme. Ein „eingebautes“ ringförmiges Pflaster ermöglicht schnelle und sichere Fixierung über dem Port.

EIGENSCHAFTEN

- Der flache Griff mit integriertem Faltenbalg ermöglicht hohen Tragekomfort und dient der Zugentlastung
- Der spezielle Löffelschliff ermöglicht ein stanzarmes Einstechen
- Sicherung der Portkanülenposition durch integriertes Klebeadhäsiv
- Nadelfreier Membran Adapter

SICHERHEIT

NADELTYP	Huber	
VOM SICHERHEITSMECHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST	Spitze + Schaft (durch dreifachen Teleskopauszug)	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT	✓	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMECHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR	✓ - ✓	
DEHP-/LATEX-FREI	✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN		Y-ANSATZ
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300*	FLACHES DESIGN
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22	eingebautes (Ring-)Pflaster
STICHLÄNGE (MM)	10, 14, 17, 20, 27	

*gilt nur für die Varianten 19 G und 20 G



BESTELLUNG

AMBIX INTRASTICK SAFE SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE
8081211	19	14	5	8081281	20	20	5
8081221	19	17	5	8081291	20	27	5
8081231	19	20	5	8081301	22	14	5
8081241	19	27	5	8081311	22	17	5
8081251	20	10	5	8081321	22	20	5
8081261	20	14	5	8081331	22	27	5
8081271	20	17	5				