

VERISAFE

SICHERHEITSPORTKANÜLE

Medicalprodukt mit fundiertester Empfehlung



embemed

Verisafe Sicherheitsportkanüle

Der Allrounder unter den Sicherheitsportkanülen


Verisafe erfüllt unterschiedliche Anforderungen. Das kleine und flache Profil erleichtert die Fixierung der Kanüle. Die Flügel ermöglichen eine sichere Punktion. Verisafe hat eine gepolsterte Auflagefläche gegen Druckstellen und Hautirritationen beim Patienten. Verisafe ist auch mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Verbessertes Handling durch Flügelgriff
- Gepolsterte Auflagefläche für Patientenkomfort
- Transparente Basisplatte für optimale Sichtbarkeit.
- bedingt MRT-fähig

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMechanismus nach TRBA 250 erfasst		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMechanismus HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET	✓	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	13, 15, 19, 25, 38		



BESTELLUNG

SICHERHEITSPORTKANÜLE VERISAFE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
SHU-1913CH	19	13	20	–	SHU-1913CHY	19	13	20	✓
SHU-1915CH	19	15	20	–	SHU-1915CHY	19	15	20	✓
SHU-1919CH	19	19	20	–	SHU-1919CHY	19	19	20	✓
SHU-1925CH	19	25	20	–	SHU-1925CHY	19	25	20	✓
SHU-1938CH	19	38	20	–	SHU-1938CHY	19	38	20	✓
SHU-2013CH	20	13	20	–	SHU-2013CHY	20	13	20	✓
SHU-2015CH	20	15	20	–	SHU-2015CHY	20	15	20	✓
SHU-2019CH	20	19	20	–	SHU-2019CHY	20	19	20	✓
SHU-2025CH	20	25	20	–	SHU-2025CHY	20	25	20	✓
SHU-2038CH	20	38	20	–	SHU-2038CHY	20	38	20	✓
SHU-2213CH	22	13	20	–	SHU-2213CHY	22	13	20	✓
SHU-2215CH	22	15	20	–	SHU-2215CHY	22	15	20	✓
SHU-2219CH	22	19	20	–	SHU-2219CHY	22	19	20	✓
SHU-2225CH	22	25	20	–	SHU-2225CHY	22	25	20	✓
SHU-2238CH	22	38	20	–	SHU-2238CHY	22	38	20	✓

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de