

PakuMed Sicherheitsportkanüle

*Das einzigartige Design ermöglicht stanzfreies
Einstechen, auch in 18 G*

Die Portkanüle von Pakumed zeichnet sich durch das besonders funktionelle Design der Nadelspitze aus. Das weit zurückliegende Austrittsloch bringt größtmögliche Stanzfreiheit. Diese Spitze hat außerdem die Eigenschaften eines Trokars: kein Verbiegen der Nadelspitze mehr möglich, verbesserte Sicherheit für die Patienten. Für dickflüssigere Infusionen wie Kontrastmittel oder Nährlösungen sowie Bluttransfusionen steht die Nadel auch mit 18 G zur Verfügung.


EIGENSCHAFTEN

- Stanzfreies Einstechen in Silikonmembran
- In 18 G erhältlich, ideal für Transfusion, Infusion, Blutentnahme, parenterale Ernährung
- Nadelspitze kann nicht verbiegen.

SICHERHEIT

NADELTYP		proprietär	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze (nicht automatisch)	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT		-	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300*	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	18, 19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	16, 20, 25, 30		

*gilt nur für 18 G-Variante



BESTELLUNG

PAKUMED SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE
SFN 1320 S	18	20	25	SFN 0920 S	20	20	25
SFN 1325 S	18	25	25	SFN 0925 S	20	25	25
SFN 1120 S	19	20	25	SFN 0930 S	20	30	25
SFN 1125 S	19	25	25	SFN 0720 S	22	20	25
SFN 0916 S	20	16	25				