

Knochenmark- aspirationsnadel



embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de

embemed

Knochenmarkaspirationsnadel

*Ermöglicht die Blutaspiration ex sternum.
Die regulierbare Maximaltiefe schützt z. B. die Lunge.*



EIGENSCHAFTEN

- ergonomisch geformter Drehverschlussgriff für geringen Krafteinsatz
- Stilettspitze zur schnellen Durchdringung des Knochens
- verstellbarer Distanzring
- Luer-Lock-Ansatz am Drehverschlussgriff für den sicheren Spritzenanschluss
- Sternalpunktionen können durch die Regulierung der Einstichtiefe mit Hilfe des Distanzringes sicher durchgeführt werden
- Bei Beckenkammpunktionen kann der Distanzring für eine maximale Nadellänge mühelos entfernt werden



BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
DBMNI1501	15 G x 2,688 inch (6,8 cm)	10 Stück
DBMNI1504	15 G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
DBMNI1601	16 G x 2,688 inch (6,8 cm)	10 Stück

**WIR NEHMEN IHRE
BESTELLUNG GERNE ENTGEGEN.**

embemed Bleckmann
Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0
bestellung@embemed.de
www.embemed.de