

T-Lok

Knochenmarkbiopsienadel



embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de

embemed

T-Lok Knochenmarkbiopsienadel

Dank des Pinzetten-artigen Fangmechanismus für die Probe sind schmerzhaft exzentrische Manipulationen mit T-Lok nicht mehr nötig.



EIGENSCHAFTEN

- ergonomisch geformter Griff für wenig Krafteinsatz
- Luer-Lock-Ansatz im Handgriff
- doppelte Schneidspitze für schnelles Durchdringen des Knochens, „Double-Diamond Lanzettschliff“
- Extraktionskanüle mit Zangenspitze zur sicheren Probenentnahme
- der Obturator zeigt die Probengröße vor der Entnahme an
- Probengewinnung ohne exzentrische Agitation, kein Rucken oder Verkanten nötig



Extraktionskanüle zur sicheren Probenentnahme



Double-Diamond Lanzettschliff

BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	INKL. FANG-MECHANISMUS	PRO PACKUNG
DBMNJ0804TL	8 G x 4 inch (10 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ0806TL	8 G x 6 inch (15 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ1104TL	11 G x 4 inch (10 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ1106TL	11 G x 6 inch (15 cm)	✓	10 Stück
DBMNJ13025	13 G x 2,5 inch (6,35 cm)	–	10 Stück
DBMNJ1304	13 G x 4 inch (10 cm)	–	10 Stück

**WIR NEHMEN IHRE
BESTELLUNG GERNE ENTGEGEN.**

embemed Bleckmann
Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0
bestellung@embemed.de
www.embemed.de