

SICHERHEITS- PORTKANÜLEN

embemed

Alle Angaben in diesem Katalog sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Gleichwohl lassen sich bei der Vielzahl der Daten Fehler und Irrtümer nicht ausschließen. Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

IMPRESSUM

embemed
Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Marlowring 4
22525 Hamburg

Telefon: +49 40 85150388-0
Telefax: +49 40 85150388-8

info@embemed.de
www.embemed.de
shop.embemed.de

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.“

So sagt es der Volksmund, und er muss sich Wunschdenken vorhalten lassen. Denn oft rennt der Mensch sehenden Auges in sein Unglück. embemed möchte, dass Sie Unglück – großes wie kleines – möglichst vermeiden. In der Infusionstherapie besteht generell die Gefahr von Stichverletzungen mit infizierten Geräten, z. B. Nadelstichverletzungen durch ungeschützte Kanülenspitzen. Besondere Gefahr geht dann z. B. von Hepatitis (B, C)- und HI-Viren aus. Solche Infektionen bedeuten oft eine irreparable Beeinträchtigung der Lebensqualität. Von Kosten einmal abgesehen.

Diese Infektionen lassen sich zu fast 100 % vermeiden. Mit Sicherheitsportkanülen und Sicherheitsvenenverweilkanülen erreichen Sie optimale Sicherheit für sich bzw. Ihre Mitarbeiter oder Angestellten.

Moralisch oder juristisch argumentieren?

Die juristische Argumentation unterstützt, was moralisch als gut und richtig betrachtet werden sollte.

Für Personen, die mit Portkanülen hantieren, ist es gut und richtig, sich vor Verletzungen und deren Folgen zu schützen. Da gibt es nichts zu diskutieren.

Für Personen, die für die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien wie Sicherheitsportkanülen verantwortlich sind – Unternehmer, Manager – ist es gut und richtig, Gefährdung von Angestellten und Mitarbeitern nach ihren Möglichkeiten fernzuhalten. Diskutieren kann man hier höchstens die Worte „nach ihren Möglichkeiten“.

Um auf der sicheren Seite – auch juristisch – zu sein, befolgen Unternehmer und Manager am besten die TRBA 250. Hier werden vermeidbare Gefahren beschrieben. Den Text, einschließlich der Hinweise auf juristische Konsequenzen, finden Sie auf unserer Website www.embemed.de.

Warum sind die Erfolgreichen erfolgreich?

Außer der moralischen und der juristischen Argumentation für den Schutz vor Nadelstichverletzungen gibt es auch die unternehmerische Argumentation. Unternehmen, in denen die Gesundheit der Mitarbeiter als wertvoll anerkannt ist, sind erfahrungsgemäß erfolgreicher. Denn die Motivation ist höher, der Stress geringer. Das Gesamtsystem ist stimmiger und produziert weniger Reibungsverluste.



Safestep



MiniLoc




Verisafe



Surecan Safety II



Gripper-PLUS



Gripper Micro



PakuMed



Ambix Intrastick Safe

Safestep Sicherheitsportkanüle

Klein, flach und recht komfortabel für die Patienten

Safestep zeichnet sich durch das kleine und flache Design aus. Gemeinsam mit dem Schaumstoffpolster sorgen diese Eigenschaften für bestmöglichen Patientenkomfort. Das flügellose Design erlaubt guten Zugang zur Punktionsstelle. Safestep ist auch für Zweikammerports geeignet und ist mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Patientenkomfort durch nicht absorbierendes Polster
- Transparente Basisplatte für optimale Sichtbarkeit
- Drehbare Basis für feinjustierbare Positionierung

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMechanismus nach TRBA 250 erfasst		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT		-	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMechanismus HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	13, 19, 25, 38		



BESTELLUNG

SAFESTEP SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
LH-0039	19	13	25	–	LH-0039YN	19	13	25	✓
LH-0033	19	19	25	–	LH-0033YN	19	19	25	✓
LH-0034	19	25	25	–	LH-0034YN	19	25	25	✓
LH-0040	19	38	25	–	LH-0040YN	19	38	25	✓
LH-0037	20	13	25	–	LH-0037YN	20	13	25	✓
LH-0031	20	19	25	–	LH-0031YN	20	19	25	✓
LH-0032	20	25	25	–	LH-0032YN	20	25	25	✓
LH-0038	20	38	25	–	LH-0038YN	20	38	25	✓
LH-0035	22	13	25	–	LH-0035YN	22	13	25	✓
LH-0029	22	19	25	–	LH-0029YN	22	19	25	✓
LH-0030	22	25	25	–	LH-0030YN	22	25	25	✓
LH-0036	22	38	25	–	LH-0036YN	22	38	25	✓

MiniLoc Sicherheitsportkanüle

Klein ist fein für die Patienten

MiniLoc zeichnet sich durch das kleine und flache Design für bestmöglichen Patientenkomfort aus. MiniLoc ist auch mit Y-Ansatz erhältlich. Die farbigen Flügel signalisieren den Durchmesser (Gauge) der verwendeten Nadel.


EIGENSCHAFTEN

- Verbessertes Handling durch Flügelgriff
- Kleinstes Profil aller unserer Sicherheitsportkanülen
- Ergonomisches Flügeldesign

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMechanismus nach TRBA 250 erfasst		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMechanismus HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN		Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	*	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	13, 19, 25, 38		

*als PowerLoc erhältlich für Hochdruck-Anwendung



BESTELLUNG

SICHERHEITSPORTKANÜLE MINILOC

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
S02019-50	19	13	20	–	S02319-75FK	19	19	20	✓
S02019-75FK	19	19	20	–	S02319-10FK	19	25	20	✓
S02019-10FK	19	25	20	–	S02320-75FK	20	19	20	✓
S02019-15FK	19	38	20	–	S02320-10FK	20	25	20	✓
S02020-50	20	13	20	–	S02320-15FK	20	38	20	✓
S02020-75FK	20	19	20	–	S02322-75FK	22	19	20	✓
S02020-10FK	20	25	20	–	S02322-10FK	22	25	20	✓
S02020-15FK	20	38	20	–					
S02022-50FK	22	13	20	–					
S02022-75FK	22	19	20	–					
S02022-10FK	22	25	20	–					
S02022-15FK	22	38	20	–					

Verisafe Sicherheitsportkanüle

Der Allrounder unter den Sicherheitsportkanülen

Verisafe erfüllt unterschiedliche Anforderungen. Das kleine und flache Profil erleichtert die Fixierung der Kanüle. Die Flügel ermöglichen eine sichere Punktion. Verisafe hat eine gepolsterte Auflagefläche gegen Druckstellen und Hautirritationen beim Patienten. Verisafe ist auch mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Verbessertes Handling durch Flügelgriff
- Gepolsterte Auflagefläche für Patientenkomfort
- Transparente Basisplatte für optimale Sichtbarkeit
- bedingt MRT-fähig

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET	✓	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	13, 15, 19, 25, 38		



BESTELLUNG

SICHERHEITSPORTKANÜLE VERISAFE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
SHU-1913CH	19	13	20	-	SHU-1913CHY	19	13	20	✓
SHU-1915CH	19	15	20	-	SHU-1915CHY	19	15	20	✓
SHU-1919CH	19	19	20	-	SHU-1919CHY	19	19	20	✓
SHU-1925CH	19	25	20	-	SHU-1925CHY	19	25	20	✓
SHU-1938CH	19	38	20	-	SHU-1938CHY	19	38	20	✓
SHU-2013CH	20	13	20	-	SHU-2013CHY	20	13	20	✓
SHU-2015CH	20	15	20	-	SHU-2015CHY	20	15	20	✓
SHU-2019CH	20	19	20	-	SHU-2019CHY	20	19	20	✓
SHU-2025CH	20	25	20	-	SHU-2025CHY	20	25	20	✓
SHU-2038CH	20	38	20	-	SHU-2038CHY	20	38	20	✓
SHU-2213CH	22	13	20	-	SHU-2213CHY	22	13	20	✓
SHU-2215CH	22	15	20	-	SHU-2215CHY	22	15	20	✓
SHU-2219CH	22	19	20	-	SHU-2219CHY	22	19	20	✓
SHU-2225CH	22	25	20	-	SHU-2225CHY	22	25	20	✓
SHU-2238CH	22	38	20	-	SHU-2238CHY	22	38	20	✓

Surecan Safety II

Sicherheitsportkanüle

Ausgezeichneter Patientenkomfort

Surecan Safety II ist eine nicht-stanzende, hochdruckbeständige Sicherheitsportkanüle mit Spezialschliff und einem einfach anzuwendenden Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen. Sie verfügt über Fixationsflügel für eine vereinfachte Handhabung, einen Verlängerungsschlauch und eine farbcodierte Klemme. Surecan Safety II zeichnet sich durch das kleine und flache Design aus. Gemeinsam mit der Schaumstoffauflage sorgt dies für bestmöglichen Patientenkomfort.

EIGENSCHAFTEN

- Niedriges Profil mit nicht absorbierender Schaumstoffauflage für Patientenkomfort
- Ergonomisches und flexibles Flügeldesign
- Transparente Basisplatte für optimale Sichtbarkeit

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	22,4/325	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET	bedingt	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	12, 15, 20, 25, 32, 38*		

*nicht in Durchmesser 22 G erhältlich



BESTELLUNG

SICHERHEITSPORTKANÜLE SURECAN SAFETY II

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
4447042	19	12	20	-	4447057	19	12	20	✓
4447000	19	15	20	-	4447045	19	15	20	✓
4447001	19	20	20	-	4447046	19	20	20	✓
4447002	19	25	20	-	4447047	19	25	20	✓
4447003	19	32	20	-	4447048	19	32	20	✓
4447004	19	38	20	-	4447049	19	38	20	✓
4447043	20	12	20	-	4447058	20	12	20	✓
4447005	20	15	20	-	4447050	20	15	20	✓
4447006	20	20	20	-	4447051	20	20	20	✓
4447007	20	25	20	-	4447052	20	25	20	✓
4447008	20	32	20	-	4447053	20	32	20	✓
4447009	20	38	20	-	4447059	22	12	20	✓
4447044	22	12	20	-	4447054	22	15	20	✓
4447010	22	15	20	-	4447055	22	20	20	✓
4447011	22	20	20	-	4447056	22	25	20	✓
4447012	22	25	20	-					
4447013	22	32	20	-					

Gripper-PLUS

Sicherheitsportkanüle

Der Golf unter den Sicherheitsportkanülen

Gripper-PLUS ist eine leicht erlernbare, einfach verwendbare Nadel, damit ideal für den Umstieg auf eine Sicherheitsportkanüle. Diese einfache Sicherheitsportkanüle hat ein Polster für besseren Patientenkomfort. Auch mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Patientenkomfort durch Schaumstoffkissen
- Einfache Anwendung, geringe Änderung in Verfahrensweise notwendig bei Umstieg auf Sicherheitsportkanülen
- Auch für die häusliche Behandlung geeignet.

SICHERHEIT

NADELTYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	*	FLACHES DESIGN	
CT-GEEIGNET	-	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	16, 19, 25, 32		

*Für Hochdruck-Injektionen als Gripper-PLUS Power PAC erhältlich.



BESTELLUNG

GRIPPER-PLUS SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
21-2768-24	19	19	12	–	21-2968-24	19	19	12	✓
21-2764-24	19	25	12	–	21-2969-24	19	25	12	✓
21-2765-24	19	32	12	–	21-2970-24	19	32	12	✓
21-2769-24	20	16	12	–	21-2964-24	20	16	12	✓
21-2767-24	20	19	12	–	21-2965-24	20	19	12	✓
21-2762-24	20	25	12	–	21-2966-24	20	25	12	✓
21-2763-24	20	32	12	–	21-2967-24	20	32	12	✓
21-2770-24	22	16	12	–	21-2960-24	22	16	12	✓
21-2766-24	22	19	12	–	21-2961-24	22	19	12	✓
21-2760-24	22	25	12	–	21-2962-24	22	25	12	✓
21-2761-24	22	32	12	–	21-2963-24	22	32	12	✓

Gripper-Micro Sicherheitsportkanüle

*Kleinster uns bekannter Infusionszugang,
optimaler Patientenkomfort*

Gripper Micro hat den kleinsten Infusionszugang aller uns bekannten Sicherheitsportkanülen. Verantwortlich ist das einzigartige Design: punktiert wird mit einem nichtstanzenden Trokar („Inserter“), der mitsamt dem „sperrigen“ Sicherheitsmechanismus sofort, also vor der Infusion, wieder entfernt wird. Es verbleiben für die Infusion lediglich eine stumpfe Kanüle und der winzige Zugang. Dabei ist die Flussrate deutlich verbessert. Mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Zweiteiliges System
- Verstärkter Patientenkomfort durch Schaumkissen
- Stumpfkanüle für sichere Entsorgung nach der Infusion

SICHERHEIT

NADELTYP		proprietär	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze („Inserter“) wird vor Infusion sicher entfernt	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)		FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET	✓	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	19, 25, 32		



BESTELLUNG

GRIPPER-MICRO SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
21-3260-24	19	19	12	–	21-3280-24	19	19	12	✓
21-3261-24	19	25	12	–	21-3281-24	19	25	12	✓
21-3262-24	19	32	12	–	21-3282-24	19	32	12	✓
21-3256-24	20	19	12	–	21-3276-24	20	19	12	✓
21-3257-24	20	25	12	–	21-3277-24	20	25	12	✓
21-3258-24	20	32	12	–	21-3278-24	20	32	12	✓
21-3251-24	22	19	12	–	21-3271-24	22	19	12	✓
21-3252-24	22	25	12	–	21-3272-24	22	25	12	✓
21-3253-24	22	32	12	–	21-3273-24	22	32	12	✓

PakuMed Sicherheitsportkanüle

*Das einzigartige Design ermöglicht stanzfreies
Einstechen, auch in 18 G*

Die Portkanüle von Pakumed zeichnet sich durch das besonders funktionelle Design der Nadelspitze aus. Das weit zurückliegende Austrittsloch bringt größtmögliche Stanzfreiheit. Diese Spitze hat außerdem die Eigenschaften eines Trokars: kein Verbiegen der Nadelspitze mehr möglich, verbesserte Sicherheit für die Patienten. Für dickflüssigere Infusionen wie Kontrastmittel oder Nährlösungen sowie Bluttransfusionen steht die Nadel auch mit 18 G zur Verfügung.


EIGENSCHAFTEN

- Stanzfreies Einstechen in Silikonmembran
- In 18 G erhältlich, ideal für Transfusion, Infusion, Blutentnahme, parenterale Ernährung
- Nadelspitze kann nicht verbiegen.

SICHERHEIT

NADELTYP		proprietär	
VOM SICHERHEITSMCHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze (nicht automatisch)	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT		-	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMCHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	✓	POLSTER	
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300*	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	18, 19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	16, 20, 25, 30		

*gilt nur für 18 G-Variante



BESTELLUNG

PAKUMED SICHERHEITSPORTKANÜLE							
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE
SFN 1320 S	18	20	25	SFN 0920 S	20	20	25
SFN 1325 S	18	25	25	SFN 0925 S	20	25	25
SFN 1120 S	19	20	25	SFN 0930 S	20	30	25
SFN 1125 S	19	25	25	SFN 0720 S	22	20	25
SFN 0916 S	20	16	25				

Ambix Intrastick Safe Sicherheitsportkanüle

Führend in Sachen Sicherheit und Ergonomie

Der automatische Sicherheitsmechanismus gegen Nadelstichverletzungen aktiviert gleichzeitig einen Schutz gegen Infektionen durch Körperflüssigkeiten oder Gewebe, die außen an der Nadel verblieben sein können. Die Nadel wird dazu mit einer teleskopförmigen Hülle umgeben. Intrastick Safe hat ein selbstverschließendes Sicherheitsventil – statt Klemme. Ein „eingebautes“ ringförmiges Pflaster ermöglicht schnelle und sichere Fixierung über dem Port.

EIGENSCHAFTEN

- Der flache Griff mit integriertem Faltenbalg ermöglicht hohen Tragekomfort und dient der Zugentlastung
- Der spezielle Löffelschliff ermöglicht ein stanzarmes Einstechen
- Sicherung der Portkanülenposition durch integriertes Klebeadhäsiv
- Nadelfreier Membran Adapter

SICHERHEIT

NADEL TYP		Huber	
VOM SICHERHEITSMECHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze + Schaft (durch dreifachen Teleskopauszug)	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT		✓	
EINRASTEN DES SICHERHEITSMECHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ - ✓	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	–	POLSTER	
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN		Y-ANSATZ	
HOCHDRUCK (BAR/PSI)	21/300*	FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET		BEFESTIGUNG	eingebautes (Ring-)Pflaster
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	10, 14, 17, 20, 27		

*gilt nur für die Varianten 19 G und 20 G



BESTELLUNG

AMBIX INTRASTICK SAFE SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE
8081211	19	14	5	8081281	20	20	5
8081221	19	17	5	8081291	20	27	5
8081231	19	20	5	8081301	22	14	5
8081241	19	27	5	8081311	22	17	5
8081251	20	10	5	8081321	22	20	5
8081261	20	14	5	8081331	22	27	5
8081271	20	17	5				

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH · Marlowring 4 · 22525 Hamburg
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de · shop.embemed.de