

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de

Mit freundlicher Unterstützung unseres Vertriebspartners



Beacon

Brustgewebemarker



embemed

Beacon-Brustgewebemarker

*Der Beacon-Brustgewebemarker
ist metallfrei und erscheint daher im MRT weniger stark
als Artefakt als metallene Gewebemarker.
Bei der Tomosynthese entsteht kein Schweifartefakt
(Ring-Down-Artefakt).*







EIGENSCHAFTEN

Der Beacon-Brustgewebemarker ist der erste Marker aus Polyetherketonketon- (PEKK-) Polymeren, wie sie routinemäßig in oralen und anderen chirurgischen Implantaten verwendet werden.

Dank der nachgewiesenen Biokompatibilität ist ein dauerhaftes Verweilen im Brustgewebe möglich.

- Dauerhaft sichtbar in:
 - » Ultraschall
 - » Röntgen
 - » Mammographie
 - » Tomosynthese
 - » MRT (bis zu 3,0 Tesla Feldstärke)
- Entwickelt für die sichere, zuverlässige und präzise Platzierung während einer Brustbiopsie
- Klare Bildgebung nach dem Einführen bei Mammographie, Tomosynthese, Ultraschall, Röntgen und MRT
- Speziell entwickelte Form verhindert Migration im Körper
- Biokompatible Zusammensetzung
- Erster Marker aus Polyetherketonketon- (PEKK-) Polymeren
- Geeignet für vakuumunterstützte, die Stanz- sowie die Rotations-Brustbiopsie



*Der Beacon-Marker ist
1,5 mm x 5 mm groß*

BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	MARKERGRÖSSE	BESCHREIBUNG	PRO PACKUNG
BM1412-50	1,5 mm x 5 mm	Beacon-Brustgewebemarker	10 Stück