

BIOPSIE

für den stationären Bereich

embemed

Alle Angaben in diesem Katalog sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Gleichwohl lassen sich bei der Vielzahl der Daten Fehler und Irrtümer nicht ausschließen. Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

IMPRESSUM

embemed
Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Marlowring 4
22525 Hamburg

Telefon: +49 40 85150388-0
Telefax: +49 40 85150388-8

info@embemed.de
www.embemed.de
shop.embemed.de

Medicalprodukte mit den fundiertesten Empfehlungen

Mit weniger mehr bewirken

Nicht wahr, Sie haben Ihre Lieblinge. Auch unter Medicalprodukten gibt es solche, die Sie immer wieder und immer wieder und am liebsten einsetzen. Und dann ändern sich die Zeiten und mit diesen auch Ihre Ansprüche, und Sie suchen neue Lösungen, um sie immer wieder und immer wieder und am liebsten einzusetzen. Weil die Handhabung stimmt, weil die Sicherheit gut ist, weil sie für die Patienten das Beste bieten.

Wie viele verschiedene Medicalprodukte nutzen Sie? Abgesehen von Praxisbedarf wie Einmalhandschuhen, Kompressen und dergleichen sind es wenige, eine Handvoll. Fast nie ist es mehr. Trotzdem gibt es auch hier Tausende von Medicalprodukten. Was uns nicht beirren kann. Und Sie nicht beirren sollte.

Der Markt für Medicalprodukte hat sich zum Tummelplatz entwickelt. Gute Qualität ist verbreitet wie die Verstecknadel im Heuhaufen. embemed schafft hier Transparenz. Wir schränken unser Angebot strikt ein: auf wenige Nutzergruppen und Anwendungsbereiche, und hier vor allem auf eine Vorauswahl nach strengen Qualitätskriterien.

Nutzer in unserem Fokus sind vor allem Onkologen, Hämatologen, Gynäkologen und Urologen – in Praxen, Medizinischen Versorgungszentren und Kliniken.

Qualitätskriterien sind – wo möglich: (1) größtmögliche Sicherheit für Anwender und Patienten, (2) einfache, ergonomische Handhabung, (3) bestmöglicher Patientenkomfort. Nicht in allen Produktgruppen sind alle diese Anforderungen sinnvoll. Generell geht es uns um ein Angebot, das allen Beteiligten, nicht zuletzt den Patienten und deren Angehörigen, die Verminderung von Stress und Komplikationen möglich macht.

Logische Folge unserer Qualitätskriterien ist die Auswahl von Medicalprodukten, hinter denen wir wirklich stehen. Konsequentermaßen ist auch, dass wir nur mit wenigen Herstellern zusammenarbeiten. Ein Teil dieser Kooperationen geht von uns aus. Einige Hersteller haben uns von sich aus in den oft sehr kleinen Kreis ihrer offiziellen Vertriebspartner aufgenommen oder gar exklusiv beauftragt, ihre Produkte zu vertreten.

embemed gibt es seit 2006. Unsere Ziele sind eher qualitativer Natur als quantitativer. Klasse vor Masse. Wir haben Erfolg mit unserer Qualitätsphilosophie.

Unter professioneller Kundenberatung und -betreuung verstehen wir in erster Linie die Zusammenarbeit mit unseren Kunden hinsichtlich medizinischer und technischer Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Denn wir wünschen Ärzten, medizinischem und pflegerischem Personal und auch den Patienten Erleichterungen in schwierigen, oft kritischen Situationen. Dies mag idealistisch klingen in Zeiten marktwirtschaftlich orientierter Medizin. Trotzdem bildet es eine sichere Basis für die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl ähnlich Gesinnter – Kunden wie Herstellern.

Zugleich ist dieser Anspruch die Grundlage für das professionelle Interesse und das fachliche Know-how unserer Mitarbeiter. Nur so sind wir sicher, für unsere Kunden der kompetente Partner zu sein, wenn es um Erleichterung und weniger Stress in Ihrer täglichen Arbeit geht. Denn damit einher geht regelmäßig eine höhere Wirksamkeit der Arbeit von Ärzten und ihren Mitarbeitern ebenso wie bessere Heilungschancen und größeres Wohlbefinden für die Patienten. Werte, an denen wir festhalten wollen.

So gewinnen Arzt und Patient

Was muss eine Biopsienadel können? Ermöglicht sie dem Arzt, eine qualitativ ausreichende Probe schnell und sicher zu gewinnen, dann erfährt auch der Patient den geringstmöglichen Stress.

Wir haben deshalb Biopsienadeln und Biopsieinstrumente ausgewählt, die in folgenden zentralen Kriterien besonders leistungstark sind.

- Zuverlässigkeit hinsichtlich einer brauchbaren Probe in ausreichender Größe
- Zuverlässige und sichere Handhabung, die wenig Manipulationen erfordert
- Geringste Wahrscheinlichkeit von verschleppten Tumorzellen, hier helfen z. B. koaxiale Einfuhrnadeln.


Es gibt nicht die Eine oder das Eine für Alles. Als Arzt werden Sie in unserem Angebot die zwei oder drei finden, mit denen Sie in Ihrem Praxisalltag zuverlässig und effizient arbeiten können. Und Ihren Patienten vermeidbare Belastungen ersparen. Mehr braucht es nicht.



W-Core + W-Core II
Biopsieinstrument



Biopsienadel für
W-Core



Biopsienadel für
W-Core II



Wave
Biopsieinstrument




Ester



M-Biopsy automatisch




Biosoft




M-Biopsie
halbautomatisch



Halbautomatisches
Biopsieinstrument



Curaway
Vollschnitt



Chiba Biopsienadel

W-Core + W-Core II Biopsieinstrument

Das W-Core Biopsieinstrument, komfortabel in der Handhabung bei der Entnahm von mehreren Proben nacheinander. Wiederverwendbar und mit zwei Auslösern bestückt.

Das W-Core II Biopsieinstrument kann mit einer Hand geladen werden und besticht durch seine einfache Handhabung. Zwei Abzugsmöglichkeiten, zwei Statusfenster und der Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung unbeabsichtigtem Biopsierens zeichnen dieses Gerät aus.


HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	KOAXIALE EINFÜHRNADEL	19
WIEDERVERWENDBAR		VORSCHUB (MM)	–
ULTRASCHALL GEEIGNET		PROBENGRÖSSE (MM)	–
HANDLING	• leichtgewicht • Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung versehentlichen Abfeuerns • Zwei Abzugsmechanismen		

BESTELLUNG

BIOPSIENADEL CHIBA

ARTIKELNUMMER	KOMPATIBEL	STÜCK/VPE
W-Core I – WGB01	kompatibel mit W-Core I Biopsienadeln	1 Stück
W-Core II – WGB02	kompatibel mit W-Core II Biopsienadeln	1 Stück



Biopsienadel für W-Core

Eine Biopsienadel mit echogener Nadelspitze, Zentimetermarkierung und besonders scharf.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	–	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	–	PROBENGRÖSSE (MM)	17 mm
HANDLING	- Echogene Nadelspitze für optimale Ultraschall-Sichtbarkeit - Zentimeter-Skala auf der Kanüle - Farbkodierung zur einfachen Größenwahl - Kompatibel mit der wiederverwendbaren Pro-Mag Ultra®		

BESTELLUNG

BIOPSIENADEL W-CORE				KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR W-CORE			
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE(GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE
021410	14 G	10 cm	20 Stück	101355	13 G	5,5 cm	25 Stück
021412	14 G	12 cm	20 Stück	---			
021416	14 G	16 cm	20 Stück	1013105	13 G	10,5 cm	10 Stück
021420	14 G	20 cm	20 Stück	1013155	13 G	15,5 cm	25 Stück
021610	16 G	10 cm	20 Stück	101555	15 G	5,5 cm	10 Stück
021616	16 G	16 cm	20 Stück	1015105	15 G	10,5 cm	10 Stück
021620	16 G	20 cm	20 Stück	1015155	15 G	15,5 cm	25 Stück
021625	16 G	25 cm	20 Stück	---			
021810	18 G	13 cm	20 Stück	101755	17 G	5,5 cm	25 Stück
021816	18 G	16 cm	20 Stück	1017105	17 G	10,5 cm	10 Stück
021820	18 G	20 cm	20 Stück	1017155	17 G	15,5 cm	10 Stück
021825	18 G	25 cm	20 Stück	---			
021830	18 G	30 cm	20 Stück	---			
022010	20 G	10 cm	20 Stück	101955	19 G	5,5 cm	10 Stück
022015	20 G	13 cm	20 Stück	101910	19 G	10 cm	25 Stück
022020	20 G	16 cm	20 Stück	1019155	19 G	15,5 cm	10 Stück



Biopsienadel für W-Core II


Eine Biopsienadel mit echogener Nadelspitze, Zentimetermarkierung und besonders scharf.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	–	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	–	PROBENGRÖSSE (MM)	17 mm
HANDLING	- Echogene Nadelspitze für optimale Ultraschall-Sichtbarkeit - Zentimeter-Skala auf der Kanüle - Farbkodierung zur einfachen Größenwahl - Kompatibel mit der wiederverwendbaren Bard Magnum®		

BESTELLUNG

BIOPSIENADEL W-CORE II				KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR W-CORE			
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE
021410-W	14 G	10 cm	20 Stück	101355	13 G	5,5 cm	25 Stück
021412-W	14 G	12 cm	20 Stück	---			
021416-W	14 G	16 cm	20 Stück	1013105	13 G	10,5 cm	25 Stück
021420-W	14 G	20 cm	20 Stück	1013155	13 G	15,5 cm	25 Stück
021610-W	16 G	10 cm	20 Stück	101555	15 G	5,5 cm	25 Stück
021616-W	16 G	16 cm	20 Stück	1015105	15 G	10,5 cm	25 Stück
021620-W	16 G	20 cm	20 Stück	1015155	15 G	15,5 cm	25 Stück
021810-W	18 G	10 cm	20 Stück	101755	17 G	5,5 cm	25 Stück
021812-W	18 G	12 cm	20 Stück	---			
021816-W	18 G	16 cm	20 Stück	1017105	17 G	10,5 cm	25 Stück
021820-W	18 G	20 cm	20 Stück	1017155	17 G	15,5 cm	25 Stück
021825-W	18 G	25 cm	20 Stück	---			
21830-W	18 G	30 cm	20 Stück	---			
22010-W	20 G	10 cm	20 Stück	101955	19 G	5,5 cm	25 Stück
022015-W	20 G	15 cm	20 Stück	101910	19 G	10 cm	25 Stück
022022-W	20 G	20 cm	20 Stück	1019155	19 G	15,5 cm	25 Stück



Wave Biopsieinstrument


Vollautomatisches Einweggerät zur Kernprobenentnahme von Schaftgeweben und Organen. Eine Guillotine-Typ Nadel mit Probenkerbung, Zentimeter Markierung und echogener Kanüle.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL GEEIGNET	✓
WIEDERVERWENDBAR	–	VORSCHUB (MM)	–
VORSCHUB (MM)	22 mm	PROBENGRÖSSE (MM)	20 mm
HANDLING	- Einfache und einhändige Bedienung mit 2-stufiger Scharfschaltung - Ergonomisch geformt und leichtgewichtig - Zwei ergonomische Auslöser zum wahlweisen Abfeuern - Zentimetermarkierte Kanüle		

BESTELLUNG

BIOPSIENADEL W-CORE				SET MIT BIOPSIEINSTRUMENT UND KOAXIALNADEL			
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE
31410	14 G	10 cm	20 Stück	03C1410	13 G	5,5 cm	10 Stück
31416	14 G	16 cm	20 Stück	03C1416	13 G	10,5 cm	10 Stück
31420	14 G	20 cm	20 Stück	03C1420	13 G	15,5 cm	10 Stück
31610	16 G	10 cm	20 Stück	03C1610	15 G	5,5 cm	10 Stück
31616	16 G	16 cm	20 Stück	03C1616	15 G	10,5 cm	10 Stück
31620	16 G	20 cm	20 Stück	03C1620	15 G	15,5 cm	10 Stück
31810	18 G	10 cm	20 Stück	03C1810	17 G	5,5 cm	10 Stück
31816	18 G	16 cm	20 Stück	03C1816	17 G	10,5 cm	10 Stück
31820	18 G	20 cm	20 Stück	03C1820	17 G	15,5 cm	10 Stück
31825	18 G	25 cm	20 Stück	03C1825	17 G	20,5 cm	10 Stück



Ester Biopsieinstrument

Das automatische Biopsieinstrument Ester ist ein ergonomisches Leichtgewicht. Vielseitig einsetzbar und Einhand geführt.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	20 mm	PROBENGRÖSSE (MM)	20 mm
HANDLING	• Einhandauslösung ermöglicht Handhabung einer Ultraschallsonde • Wie Schussmöglichkeiten an der Innenseite und auf der Rückseite • Zentimetermarkierung für genaue Platzierung • Farbmarkierung für unterschiedliche Nadelgrößen		

BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT ESTER				SET AUS BIOSPIEINSTRUMENT UND KOAXIALNADEL		
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)
GUNTR1410EC-OS	14 G	10 cm	5 Stück	GUNTR1410EC-OS	13 G	5 cm
GUNTR1410EC-OS	16 G	20 cm	5 Stück	GUNTR1620EC-OS	15 G	10 cm
GUNTR1410EC-OS	18 G	15 cm	5 Stück	GUNTR1815EC-OS	17 G	7,8 cm
GUNTR1410EC-OS	18 G	20 cm	5 Stück	GUNTR1820EC-OS	17 G	10 cm
GUNTR1410EC-OS	18 G	25 cm	5 Stück	GUNTR1825EC-OS	17 G	17,8 cm



M-Biopsie automatisches Biopsieinstrument


Es wurde mit Schwerpunkt auf Ergonomie entwickelt, um einen komfortablen Griff zu gewährleisten, unabhängig von der Ausrichtung des Geräts. Die linken und rechten Ladeschieber sichern eine hochwertige Probe, ohne die Schusskraft des Geräts zu beeinträchtigen

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	22 mm	PROBENGROSSE (MM)	
HANDLING	• Einhandauslösung ermöglicht Handhabung einer Ultraschallsonde • geringes Gewicht, gut bei Biopsie unter CT • Zentimetermarkierung für genaue Platzierung • Farbmarkierungen für unterschiedliche Nadelgrößen		

BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT M-BIOPSIE				SET AUS BIOPSIEINSTRUMENT UND KOAXIALNADEL			
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE
N7011410-CE	14 G	10 cm	5 Stück	NS7011410-CE	13 G	4,8 cm	5 Stück
N7011416-CE	14 G	16 cm	5 Stück	NS7011416-CE	13 G	10,8 cm	5 Stück
N7011610-CE	16 G	10 cm	5 Stück	NS7011610-CE	15 G	4,8 cm	5 Stück
N7011810-CE	18 G	10 cm	5 Stück	NS7011810-CE	17 G	4,8 cm	5 Stück
N7011816-CE	18 G	16 cm	5 Stück	NS7011816-CE	17 G	10,8 cm	5 Stück
N7011820-CE	18 G	20 cm	5 Stück	NS7011820-CE	17 G	14,8 cm	5 Stück
N7011425-CE	18 G	25 cm	5 Stück	NS7011825-CE	17 G	17,8 cm	5 Stück



BIOSOFT™ ist ein Einweg-Biopsieinstrument mit integrierter automatischer Aspiration zur Gewinnung umfangreicher histologischer Biopsien.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	22 mm	PROBENGRÖSSE (MM)	19 mm
HANDLING	• Einhandauslösung ermöglicht Handhabung einer Ultraschallsonde • geringes Gewicht, gut bei Biopsie unter CT • Zentimetermarkierung für genaue Platzierung • Farbmarkierungen für unterschiedliche Nadelgrößen		

BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT TRU-CORE II				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR TRU-CORE II				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	PASST ZU
763114100X	14 G	10 cm	10 Stück	MCXS1410TX	13 G	5,1 cm	10 Stück	763114100X
763114160X	14 G	16 cm	10 Stück	MCXS1416TX	13 G	11,1 cm	10 Stück	763114160X
763114200X	14 G	20 cm	10 Stück					
763116100X	16 G	10 cm	10 Stück	MCXS1610TX	15 G	5,1 cm	10 Stück	763116100X
763116160X	16 G	16 cm	10 Stück	MCXS1616TX	15 G	11,1 cm	10 Stück	763116160X
763116200X	16 G	20 cm	10 Stück					
763118100X	18 G	10 cm	10 Stück	MCXS1810TX	17 G	5,1 cm	10 Stück	763118100X
763118160X	18 G	16 cm	10 Stück	MCXS1816TX	17 G	11,1 cm	10 Stück	763118160X
763118200X	18 G	20 cm	10 Stück	MCXS1820TX	17 G	15,1 cm	10 Stück	763118200X
763418250X	18 G	25 cm	10 Stück					
763120100X	20 G	10 cm	10 Stück	MCXS2010TY	19 G	5,4 cm	10 Stück	763120100X
763120160X	20 G	16 cm	10 Stück	MCXS2016TY	19 G	11,4 cm	10 Stück	763120160X
763120200X	20 G	20 cm	10 Stück					



M-Biopsie halbautomatisch


Das M-Biopsy® halbautomatische Biopsieinstrument ist ein leichtes und verstellbares Gerät. Das durchgehende, massive Scherendesign mit einer kompletten Schlaufe bietet einen festen Griff, ermöglicht ein einfaches Spannen in einer Stufe und hervorragende Manövrierfähigkeit während des Eingriffs.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	halb	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	10 oder 22	PROBENGRÖSSE (MM)	17 mm
HANDLING	• Echogener Nadelnspitzen-Design, das während des Eingriffs eine hervorragende Visualisierung bietet. Ergonomisch geformt und leichtgewichtig • Scheren-Design zur Förderung eines einfachen Spanns und hervorragender Manövrierfähigkeit. • Zentimetermarkierte Kanüle • Messgerät und Eindringtiefe am Gerätegriff, zur einfachen Identifizierung.		

BESTELLUNG

CURAWAY VOLLSCHNITT BIOPSIEINSTRUMENT				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR CURAWAY VOLLSCHNITT BIOPSIEINSTRUMENT			
BESTELLNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	BESTELLNUMMER	GRÖSSE	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE
N50114100-CE	14 G	10 cm	5 Stück	NS50114100-CE	13 G	4,8 cm	5 Stück
N50114160-CE	14 G	16 cm	5 Stück	NS50114160-CE	13 G	10,8 cm	5 Stück
N50116100-CE	16 G	10 cm	5 Stück	NS50116100-CE	15 G	4,8 cm	5 Stück
N50116160-CE	16 G	16 cm	5 Stück	NS50116160-CE	15 G	10,8 cm	5 Stück
N50116160-CE	18 G	10 mm	5 Stück	NS50118100-CE	17 G	4,8 cm	5 Stück



Halbautomatisches Biopsieinstrument

Federgeführtes Einweggerät zur Gewinnung histologischer Kernproben aus Gewebe und Organen. Zweistufige Guillotine Typ Nadel mit Tiefenmarkierung und echogener Markierung auf der distalen Spitze.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH HALB	halb	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	10 mm oder 20 mm	PROBENGRÖSSE (MM)	17 mm
HANDLING	- Atraumatische und echogene Nadelspitze für optimale Ultraschall-Sichtbarkeit - Zentimetermarkierung auf der Kanüle - Farbkodierung zur einfachen Größenwahl - Verstellbare Probenkerbe 10mm/20mm		

BESTELLUNG

HALBAUTOMATISCHES INSTRUMENT				SET MIT BIOPSIEINSTRUMENT UND KOAXNADEL			
BESTELLNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	PRO PACKUNG	BESTELLNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	PRO PACKUNG
041409	14 G	9 cm	10 Stück				
041415	14 G	15 cm	10 Stück	04C1415	13 G	10 cm	10 Stück
041420	14 G	20 cm	10 Stück	04C1420	13 G	15,5 cm	10 Stück
041609	16 G	9 cm	10 Stück				10 Stück
041615	16 G	15 cm	10 Stück	04C1615	15 G	10 cm	10 Stück
041620	16 G	20 cm	10 Stück	04C1620	15 G	15,5 cm	10 Stück
041625	16 G	25 cm	10 Stück				
041809	18 G	25 cm	10 Stück				
041815	18 G	25 cm	10 Stück	04C1815	17 G	10 cm	10 Stück
041820	18 G	25 cm	10 Stück	04C1820	17 G	15,5 cm	10 Stück
042010	20 G	10 cm	10 Stück	04C2010	19 G	5,5 cm	10 Stück
042009	20 G	9 cm	10 Stück	04C2015	19 G	10 cm	10 Stück
042015	20 G	15 cm	10 Stück	04C2020	19 G	15,5 cm	10 Stück
042020	20 G	20 cm	10 Stück				



Curaway Vollschnitt Biopsieinstrument


Mit dem Vollschnitt-Biopsieinstrument lassen sich präzise größere Gewebemengen in hoher Qualität entnehmen. Der leichte, ergonomische Griff ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung. Der integrierte Fangmechanismus und das zangenartige Design der Außenkanüle sorgen für sauberes Abschneiden, zuverlässige Aufnahme und sicheren Halt der Probe.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	10–25 mm	PROBENGRÖSSE (MM)	8–23 mm
HANDLING	- geringes Gewicht gut bei CT-geführter Biopsie - Zentimetermarkierung für genaue Platzierung - bei jedem Neuspannen wird die vorherige Probe ausgegeben - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen		

BESTELLUNG

CURAWAY VOLLSCNITT BIOPSIEINSTRUMENT				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR CURAWAY VOLLSCNITT BIOPSIEINSTRUMENT		
BESTELLNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/VPE	BESTELLNUMMER	GRÖSSE	STÜCK/VPE
BN-OCR-13/1410	14 G	10 cm	5 Stück	BN-MAR-5/13050	13 G	10 Stück
BN-OCR-13/1416	14 G	16 cm	5 Stück	BN-MAR-5/13110	13 G	10 Stück
BN-OCR-13/1610	16 G	10 cm	5 Stück	BN-MAR-5/15050	15 G	10 Stück
BN-OCR-13/1616	16 G	16 cm	5 Stück	BN-MAR-5/15110	15 G	10 Stück
BN-OCR-13/1810	18 G	10 cm	5 Stück	BN-MAR-5/17050	17 G	10 Stück
BN-OCR-13/1816	18 G	16 cm	5 Stück	BN-MAR-5/17110	17 G	10 Stück
BN-OCR-13/1820	18 G	20 cm	5 Stück	BN-MAR-5/17150	17 G	10 Stück



Chiba Biopsienadel

Die Nadel ist hochvielseitig bei vielen Anwendungen. Hauptsächlich gebraucht für cytologische Untersuchungen und Flüssigkeitsabsaugung.


HANDHABUNG

AUTOMATISCH	–	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAXIALE EINFÜHRNADEL	–	ULTRASCHALL GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	–	PROBENGRÖSSE (MM)	–
HANDLING	• Zentimetermarkierte Kanüle • Farbkodierung zur einfachen Größenwahl erhältlich • Echogenes Nadelspitzendesign für optimale Ultraschall-Sichtbarkeit		

BESTELLUNG

CURAWAY VOLLSCHNITT BIOPSIEINSTRUMENT

BESTELLNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	PRO PACKUNG
061815	18 G	15 cm	25 Stück
061820	18 G	20 cm	25 Stück
062015	20 G	15 cm	25 Stück
062025	20 G	25 cm	25 Stück
062020	20 G	20 cm	25 Stück
062210	22 G	10 cm	25 Stück
062215	22 G	15 cm	25 Stück
062220	22 G	20 cm	25 Stück
062225	22 G	25 cm	25 Stück



embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH · Marlowring 4 · 22525 Hamburg
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de · shop.embemed.de