

Gripper-Micro Sicherheitsportkanüle

*Kleinster uns bekannter Infusionszugang,
optimaler Patientenkomfort*

Gripper Micro hat den kleinsten Infusionszugang aller uns bekannten Sicherheitsportkanülen. Verantwortlich ist das einzigartige Design: punktiert wird mit einem nichtstanzenden Trokar („Inserter“), der mitsamt dem „sperrigen“ Sicherheitsmechanismus sofort, also vor der Infusion, wieder entfernt wird. Es verbleiben für die Infusion lediglich eine stumpfe Kanüle und der winzige Zugang. Dabei ist die Flussrate deutlich verbessert. Mit Y-Ansatz erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- Zweiteiliges System
- Verstärkter Patientenkomfort durch Schaumkissen
- Stumpfkanüle für sichere Entsorgung nach der Infusion

SICHERHEIT

NADEL TYP		proprietär	
VOM SICHERHEITSMECHANISMUS NACH TRBA 250 ERFASST		Spitze („Inserter“) wird vor Infusion sicher entfernt	
UMHÜLLUNG FÜR SCHAFT			
EINRASTEN DES SICHERHEITSMECHANISMUS HÖRBAR SICHTBAR FÜHLBAR		✓ ✓ -	
DEHP-/LATEX-FREI		✓ ✓	
HANDHABUNG		PATIENTENKOMFORT	
HALTEFLÜGEL	-	POLSTER	✓
FARBIGE SICHERHEITSKLEMMEN	✓	Y-ANSATZ	✓
HOCHDRUCK (BAR/PSI)		FLACHES DESIGN	✓
CT-GEEIGNET	✓	BEFESTIGUNG	
DURCHMESSER (G)	19, 20, 22		
STICHLÄNGE (MM)	19, 25, 32		



BESTELLUNG

GRIPPER-MICRO SICHERHEITSPORTKANÜLE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (MM)	STÜCK/ VPE	Y- ANSATZ
21-3260-24	19	19	12	–	21-3280-24	19	19	12	✓
21-3261-24	19	25	12	–	21-3281-24	19	25	12	✓
21-3262-24	19	32	12	–	21-3282-24	19	32	12	✓
21-3256-24	20	19	12	–	21-3276-24	20	19	12	✓
21-3257-24	20	25	12	–	21-3277-24	20	25	12	✓
21-3258-24	20	32	12	–	21-3278-24	20	32	12	✓
21-3251-24	22	19	12	–	21-3271-24	22	19	12	✓
21-3252-24	22	25	12	–	21-3272-24	22	25	12	✓
21-3253-24	22	32	12	–	21-3273-24	22	32	12	✓