

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de

BIOPSIE

Medicalprodukte mit den fundiertesten Empfehlungen

embemed

Alle Angaben in diesem Katalog sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Gleichwohl lassen sich bei der Vielzahl der Daten Fehler und Irrtümer nicht ausschließen. Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

IMPRESSUM

embemed

Bleckmann Medicalprodukte GmbH

Marlowring 4

22525 Hamburg

Telefon: +49 40 85150388-0

Telefax: +49 40 85150388-8

info@embemed.de

www.embemed.de

Medicalprodukte mit den fundiertesten Empfehlungen

Mit weniger mehr bewirken

Nicht wahr, Sie haben Ihre Lieblinge. Auch unter Medicalprodukten gibt es solche, die Sie immer wieder und immer wieder und am liebsten einsetzen. Und dann ändern sich die Zeiten und mit diesen auch Ihre Ansprüche, und Sie suchen neue Lösungen, um sie immer wieder und immer wieder und am liebsten einzusetzen. Weil die Handhabung stimmt, weil die Sicherheit gut ist, weil sie für die Patienten das Beste bieten.

Wie viele verschiedene Medicalprodukte nutzen Sie? Abgesehen von Praxisbedarf wie Einmalhandschuhen, Kompressen und dergleichen sind es wenige, eine Handvoll. Fast nie ist es mehr. Trotzdem gibt es auch hier Tausende von Medicalprodukten. Was uns nicht beirren kann. Und Sie nicht beirren sollte.

Der Markt für Medicalprodukte hat sich zum Tummelplatz entwickelt. Gute Qualität ist verbreitet wie die Verstecknadel im Heuhaufen. embemed schafft hier Transparenz. Wir schränken unser Angebot strikt ein: auf wenige Nutzergruppen und Anwendungsbereiche, und hier vor allem auf eine Vorauswahl nach strengen Qualitätskriterien.

Nutzer in unserem Fokus sind vor allem Onkologen, Hämatologen, Gynäkologen und Urologen – in Praxen, Medizinischen Versorgungszentren und Kliniken.

Qualitätskriterien sind – wo möglich: (1) größtmögliche Sicherheit für Anwender und Patienten, (2) einfache, ergonomische Handhabung, (3) bestmöglicher Patientenkomfort. Nicht in allen Produktgruppen sind alle diese Anforderungen sinnvoll. Generell geht es uns um ein Angebot, das allen Beteiligten, nicht zuletzt den Patienten und deren Angehörigen, die Verminderung von Stress und Komplikationen möglich macht.

Logische Folge unserer Qualitätskriterien ist die Auswahl von Medicalprodukten, hinter denen wir wirklich stehen. Konsequenz ist auch, dass wir nur mit wenigen Herstellern zusammenarbeiten. Ein Teil dieser Kooperationen geht von uns aus. Einige Hersteller haben uns von sich aus in den oft sehr kleinen Kreis ihrer offiziellen Vertriebspartner aufgenommen oder gar exklusiv beauftragt, ihre Produkte zu vertreten.

embemed gibt es seit 2006. Unsere Ziele sind eher qualitativer Natur als quantitativer. Klasse vor Masse. Wir haben Erfolg mit unserer Qualitätsphilosophie.

Unter professioneller Kundenberatung und -betreuung verstehen wir in erster Linie die Zusammenarbeit mit unseren Kunden hinsichtlich medizinischer und technischer Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Denn wir wünschen Ärzten, medizinischem und pflegerischem Personal und auch den Patienten Erleichterungen in schwierigen, oft kritischen Situationen. Dies mag idealistisch klingen in Zeiten marktwirtschaftlich orientierter Medizin. Trotzdem bildet es eine sichere Basis für die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl ähnlich Gesinnter – Kunden wie Herstellern.

Zugleich ist dieser Anspruch die Grundlage für das professionelle Interesse und das fachliche Know-how unserer Mitarbeiter. Nur so sind wir sicher, für unsere Kunden der kompetente Partner zu sein, wenn es um Erleichterung und weniger Stress in Ihrer täglichen Arbeit geht. Denn damit einher geht regelmäßig eine höhere Wirksamkeit der Arbeit von Ärzten und ihren Mitarbeitern ebenso wie bessere Heilungschancen und größeres Wohlbefinden für die Patienten. Werte, an denen wir festhalten wollen.

So gewinnen Arzt und Patient

Was muss eine Biopsienadel können? Ermöglicht sie dem Arzt, eine qualitativ ausreichende Probe schnell und sicher zu gewinnen, dann erfährt auch der Patient den geringstmöglichen Stress.

Wir haben deshalb Biopsienadeln und Biopsieinstrumente ausgewählt, die in folgenden zentralen Kriterien besonders leistungstark sind.

- Zuverlässigkeit hinsichtlich einer brauchbaren Probe in ausreichender Größe
- Zuverlässige und sichere Handhabung, die wenig Manipulationen erfordert
- Geringste Wahrscheinlichkeit von verschleppten Tumorzellen, hier helfen z. B. koaxiale Einführnadeln.

Es gibt nicht die Eine oder das Eine für Alles. Als Arzt werden Sie in unserem Angebot die zwei oder drei finden, mit denen Sie in Ihrem Praxisalltag zuverlässig und effizient arbeiten können. Und Ihren Patienten vermeidbare Belastungen ersparen. Mehr braucht es nicht.



Biopsienadel für
Pro-Mag Ultra



Ultra-Core für
Bard Magnum



ACN für Pro-Mag
(Ultra) 2.2



M-Biopsy für
Bard Magnum



M-Biopsy für
Pro-Mag Ultra



Koaxiale
Einführnadeln



Pro-Mag Ultra



Super-Core



Tru-Core II



BioPince

Biopsienadel für Pro-Mag Ultra

*Diese Biopsienadel ist besonders scharf.
Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und verfügt
über Zentimetermarkierungen.*

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGROSSE (MM)	19
HANDLING	• ist gegen Verrutschen beim Einlegen gesichert • Farbkennung für verschiedene Nadelgrößen • Zentimetermarkierung für exakte Platzierung in der Tiefe		

BESTELLUNG


BIOPSIENADEL FÜR PRO-MAG ULTRA				KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR PRO-MAG ULTRA ULTRASCHALL-GEEIGNET				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	PASST ZU
765014100	14	10	10	MCXS1410AX	13	4,6	10	765014100
765014120	14	12	10					
765014160	14	16	10	MCXS1416AX	13	10,6	10	765014160
765016100	16	10	10	MCXS1610AX	15	4,6	10	765016100
765016160	16	16	10	MCXS1616AX	15	10,6	10	765016160
765016200	16	20	10					
765018100	18	10	10	MCXS1810AX	17	4,6	10	765018100
765018160	18	16	10	MCXS1816AX	17	10,6	10	765018160
765018200	18	20	10	MCXS1820AX	17	14,6	10	765018200
765018250	18	25	10					
765018300	18	30	10					
765020100	20	10	10	MCXS2010AY	19	4,9	10	765020100
765020160	20	16	10	MCXS2016AY	19	10,9	10	765020160

*Sehr gute Nadel
für weit verbreitetes
automatisches
Biopsie-Instrument*



*Diese Biopsienadel ist
besonders scharf*

koaxiale Einfuhrnadel



Ultra-Core – Biopsienadel für Biopsieinstrument Bard Magnum

Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und verfügt über Zentimetermarkierungen.

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGRÖSSE (MM)	19
HANDLING	• ist gegen Verrutschen beim Einlegen gesichert • Farbkennung für verschiedene Nadelgrößen • Zentimetermarkierung für exakte Platzierung in der Tiefe		

BESTELLUNG


ULTRA-CORE BIOPSIENADEL FÜR BARD MAGNUM				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR BARD MAGNUM, ULTRASCHALL-GEEIGNET				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE	PASST ZU
762614100	14	10	10	MCXS1410MX	13	4,3	10	762614100
762614130	14	13	10					
762614160	14	16	10	MCXS1416MX	13	10,3	10	762614160
762614200	14	20	10					
762616100	16	10	10	MCXS1610MX	15	4,3	10	762616100
762616160	16	16	10	MCXS1616MX	15	10,3	10	762616160
762616200	16	20	10					
762618100	18	10	10	MCXS1810MX	17	4,3	10	762618100
762618130	18	13	10					
762618160	18	16	10	MCXS1816MX	17	10,3	10	762618160
762618200	18	20	10	MCXS1820MX	17	14,3	10	762618200
762618250	18	25	10					
762618300	18	30	10					
762620100	20	10	10	MCXS2010MY	19	4,6	10	762620100
762620130	20	13	10					
762620160	20	16	10	MCXS2016MY	19	10,6	10	762620160
762620200	20	20	10					

*Sehr gute Nadel
für weit verbreitetes
automatisches
Biopsie-Instrument*



*Diese Biopsienadel ist
besonders scharf*

koaxiale Einfuhrnadel



ACN Biopsienadel für Biopsieinstrument Pro-Mag (Ultra) 2.2

Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und verfügt über Zentimetermarkierungen.

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGROSSE (MM)	17
HANDLING	- Abstandshaltegriff ermöglicht eine einfache und präzise Platzierung der Nadel im Biopsieinstrument - Farbkennung für verschiedene Nadelgrößen - Zentimetermarkierung für exakte Platzierung in der Tiefe		

BESTELLUNG


ACN BIOPSIENADEL FÜR PRO-MAG 2.2				KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR PRO-MAG 2.2, ULTRASCHALL-GEEIGNET				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	PASST ZU
ACN1410MF	14	10	10	MCXS1410AX	13	4,6	10	ACN1410MF
ACN1416MF	14	16	10	MCXS1416AX	13	10,6	10	ACN1416MF
ACN1610MF	16	10	10	MCXS1610AX	15	4,6	10	ACN1610MF
ACN1616MF	16	16	10	MCXS1616AX	15	10,6	10	ACN1616MF
ACN1620MF	16	20	10					
ACN1810MF	18	10	10	MCXS1810AX	17	4,6	10	ACN1810MF
ACN1816MF	18	16	10	MCXS1816AX	17	10,6	10	ACN1816MF
ACN1820MF	18	20	10	MCXS1820AX	17	14,6	10	ACN1820MF
ACN1825MF	18	25	10					
ACN1830MF	18	30	10					
ACN2010MF	20	10	10	MCXS2010AY	19	4,9	10	ACN2010MF
ACN2016MF	20	16	10	MCXS2016AY	19	10,9	10	ACN2016MF
ACN2020MF	20	20	10					

*Sehr gute Nadel
für weit verbreitetes
automatisches
Biopsie-Instrument*



*Diese Biopsienadel ist
besonders scharf*

koaxiale Einführnadel



M-Biopsy – Biopsienadel für Bard Magnum

*Diese Biopsienadel ist besonders scharf.
Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und verfügt
über Zentimetermarkierungen.*

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGRÖSSE (MM)	19
HANDLING	- Abstandhaltegriff ermöglicht eine einfache und präzise Platzierung der Nadel im Biopsieinstrument - Zentimetermarkierung für exakte Platzierung in der Tiefe		

BESTELLUNG

M-BIOPSY BIOPSIENADEL FÜR BARD MAGNUM				M-BIOPSY KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR BARD MAGNUM				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	PASST ZU
N20114010	14	10	10	N20414010	13	4,8	10	N20114010
N20114013	14	13	10					
N20114016	14	16	10	N20414016	13	10,8	10	N20114016
N20114020	14	20	10					
N20116010	16	10	10	N20416010	15	4,8	10	N20116010
N20116013	16	13	10					
N20116016	16	16	10	N20416016	15	10,8	10	N20116016
N20116020	16	20	10					
N20118010	18	10	10	N20418010	17	4,8	10	N20118010
N20118013	18	13	10	N20418013	17	7,8	10	N20118013
N20118016	18	16	10	N20418016	17	10,8	10	N20118016
N20118020	18	20	10	N20418020	17	14,8	10	N20118020
N20118025	18	25	10					
N20118030	18	30	10					
N20120010	20	10	10	N20420010	19	4,8	10	N20120010
N20120013	20	13	10	N20420013	19	7,8	10	N20120013
N20120016	20	16	10	N20420016	19	10,8	10	N20120016
N20120020	20	20	10	N20420020	19	14,8	10	N20120020



*Sehr gute Nadel
für weit verbreitetes
automatisches
Biopsie-Instrument*



M-Biopsy – Biopsienadel für Pro-Mag Ultra


*Diese Biopsienadel ist besonders scharf.
Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und verfügt
über Zentimetermarkierungen.*

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGROSSE (MM)	19
HANDLING	- Abstandhaltgriff ermöglicht eine einfache und präzise Platzierung der Nadel im Biopsieinstrument - Zentimetermarkierung für exakte Platzierung in der Tiefe		

BESTELLUNG

M-BIOPSY BIOPSIENADEL FÜR PRO-MAG ULTRA				M-BIOPSY KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR PRO-MAG ULTRA				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	PASST ZU
N20214010	14	10	10	N20314010	13	4,4	10	N20214010
N20214012	14	12	10					
N20214016	14	16	10	N20314016	13	10,4	10	N20214016
N20214020	14	20	10					
N20216010	16	10	10	N20316010	15	4,4	10	N20216010
N20216016	16	16	10	N20316016	15	10,4	10	N20216016
N20216020	16	20	10					
N20218010	18	10	10	N20318010	17	4,4	10	N20218010
N20218016	18	16	10	N20318016	17	10,4	10	N20218016
N20218020	18	20	10	N20318020	17	14,4	10	N20218020
N20218025	18	25	10					
N20218030	18	30	10					
N20220010	20	10	10	N20320010	19	4,4	10	N20220010
N20220016	20	16	10	N20320016	19	10,4	10	N20220016
N20220020	20	20	10	N20320020	19	14,4	10	N20220020



*Sehr gute Nadel
für weit verbreitetes
automatisches
Biopsie-Instrument*



*Diese Biopsienadel ist
besonders scharf*



Koaxiale Einführnadeln

Koaxiale Einführnadeln, auch: Koaxialkanülen, sind besonders scharf. Sie sind millimetergenau auf die Länge der Biopsienadel abgestimmt. Koaxiale Einführnadeln mit den Durchmessern 13 G, 15 G, 17 G und 19 G und zwar in Längen von 3,9 cm bis 15,2



Pro-Mag Ultra Biopsieinstrument

Pro-Mag Ultra ist sehr komfortabel in der Handhabung bei der Entnahme von mehreren Proben nacheinander. Es hat zwei Auslöser und ist wiederverwendbar.

HANDHABUNG

ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	WIEDERVERWENDBAR	✓
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	25	PROBENGRÖSSE (MM)	19
HANDLING	- leistungsstarke Feder ermöglicht glatt abgeschnittene Proben - zwei Auslöser, jeweils am Ende (vorne und hinten) des Instruments erlauben eine komfortable Handhabung - Biopsieentnahme ohne Entfernung der Nadel aus dem Gerät - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen		


BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT PRO-MAG ULTRA

ARTIKELNUMMER	STÜCK/VPE
7675	1



*Wiederverwendbar, vollautomatisch,
mit Sicherheitsmechanismus*



Super-Core Biopsieinstrument

Super-Core ist ein halbautomatisches, sehr gut zu handhabendes Biopsieinstrument. Es ist mit einer Hand zu bedienen, so dass die Biopsie gut mit Ultraschall zu kontrollieren ist. Super-Core ist auf zwei Probenkerbenlängen, 19 und 9,5 mm, einstellbar.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	halb	WIEDERVERWENDBAR	–	VORSCHUB (MM)	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓	PROBENGRÖSSE (MM)	19/9,5
HANDLING	• Probenkerbe kann vor Auslösen der Feder im Gewebe sicher platziert werden • Einhandauslösung ermöglicht Handhabung einer Ultraschallsonde • geringes Gewicht gut bei CT-geführter Biopsie				


BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT SUPER-CORE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE
701114060	14	6	10
701114090	14	9	10
701114150	14	15	10
701114200	14	20	10
701116060	16	6	10
701116090	16	9	10
701116150	16	15	10
701116200	16	20	10
701118060	18	6	10
701118090	18	9	10
701118150	18	15	10
701118200	18	20	10
701120060	20	6	10
701120090	20	9	10
701120150	20	15	10
701120200	20	20	10

KOAX. EINFÜHRNADEL FÜR SUPER-CORE

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE	PASST ZU
MCXS1409LX	13	3,9	10	701114090
MCXS1415LX	13	9,9	10	701114150
MCXS1420LX	13	14,9	10	701114200
MCXS1609LX	15	3,9	10	701116090
MCXS1615LX	15	9,9	10	701116150
MCXS1620LX	15	14,9	10	701116200
MCXS1809LX	17	3,9	10	701118090
MCXS1815LX	17	9,9	10	701118150
MCXS1820LX	17	14,9	10	701118200
MCXS2009LY	19	4,2	10	701120090
MCXS2015LY	19	10,2	10	701120150
MCXS2020LY	19	15,2	10	701120200



Tru-Core II Biopsieinstrument

True-Core II ist vollautomatisch und mit der echogenen Spitze sowie der einhändigen Bedienbarkeit besonders gut für die Ultraschall-geführte Biopsie geeignet.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	22	PROBENGRÖSSE (MM)	19
HANDLING	• Einhandauslösung ermöglicht Handhabung einer Ultraschallsonde • geringes Gewicht, gut bei Biopsie unter CT • Zentimetermarkierung für genaue Platzierung • Farbmarkierungen für unterschiedliche Nadelgrößen		

BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT TRU-CORE II

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE
763114100X	14	10	10
763114160X	14	16	10
763114200X	14	20	10
763116100X	16	10	10
763116160X	16	16	10
763116200X	16	20	10
763118100X	18	10	10
763118160X	18	16	10
763118200X	18	20	10
763418250X	18	25	10
763120100X	20	10	10
763120160X	20	16	10
763120200X	20	20	10

KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR TRU-CORE II

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK / VPE	PASST ZU
MCXS1410TX	13	5,1	10	763114100X
MCXS1416TX	13	11,1	10	763114160X
MCXS1610TX	15	5,1	10	763116100X
MCXS1616TX	15	11,1	10	763116160X
MCXS1810TX	17	5,1	10	763118100X
MCXS1816TX	17	11,1	10	763118160X
MCXS1820TX	17	15,1	10	763118200X
MCXS2010TY	19	5,4	10	763120100X
MCXS2016TY	19	11,4	10	763120160X



*Vollautomatisch, Ein-Hand-Bedienung,
ideal für Ultraschall-geführte Biopsien*

BioPince Biopsieinstrument

BioPince ermöglicht Proben mit kreisförmigem Querschnitt, was deutlich größeres Volumen des Biopsats bedeutet. BioPince gibt es mit drei verschiedenen Vorschub- bzw. Probenlängen.

HANDHABUNG

AUTOMATISCH	✓	WIEDERVERWENDBAR	–
KOAX. EINFÜHRNADELN VERFÜGBAR	✓	ULTRASCHALL-GEEIGNET	✓
VORSCHUB (MM)	13/23/33	PROBENGRÖSSE (MM)	9/19/29
HANDLING	- geringes Gewicht gut bei CT-geführter Biopsie - Zentimetermarkierung für genaue Platzierung - bei jedem Neuspannen wird die vorherige Probe ausgegeben - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen		

BESTELLUNG

BIOPSIEINSTRUMENT BIOPINCE				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR BIOPINCE				
ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE (GAUGE)	LÄNGE (CM)	STÜCK/ VPE	PASST ZU
370-1080-01	16	10	5	MCXS1610BP	15	6,8	5	370-1080-01
370-1580-01	16	15	5	MCXS1615BP	15	11,8	5	370-1580-01
360-1080-01	18	10	5	MCXS1810BP	17	6,8	5	360-1080-01
360-1580-01	18	15	5	MCXS1815BP	17	11,8	5	360-1580-01
360-2080-01	18	20	5	MCXS1820BP	17	16,8	5	360-2080-01

