

MAMMADIAGNOSTIK

*Gewebemarker, Markierungsdrähte und
halbautomatische Biopsieinstrumente*

Mit freundlicher Unterstützung
unseres Vertriebspartners



embemed

embemed



PEEK MARKER

Brustgewebemarker

- Hervorragende Sichtbarkeit in: Ultraschall, Röntgen, Mammographie, MRT
- Spezielle Form und die geriffelte Oberfläche verhindern die Migration des Markers.
- Entwickelt zur präoperativen Lokalisierung von Weichgewebstumoren und zur radiologischen Markierung für die genaue Ortsbestimmung des Zieltumors während einer Strahlenbehandlung.

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
GTP1412	14 G x 12 cm	10 Stück
GTP1615	16 G x 15 cm	10 Stück
GTP1815	18 G x 15 cm	10 Stück
GTP1820	18 G x 20 cm	10 Stück



RELOCK

Brustlokalisierungssystem

- Präoperative Lokalisierung von Brustläsionen mit repositionierbarem Drahtsystem
- Flexibler, zurückziehbarer Haken mit Tiefenmarkierungen für sichere Platzierung
- Echogene Kanülenspitze und Richtungsindikator für präzises Targeting

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
VVR1905	19 G x 5 cm	10 Stück
VVR1907	19 G x 7 cm	10 Stück
VVR1910	19 G x 10 cm	10 Stück
VVR2007	20 G x 7 cm	10 Stück
VVR2010	20 G x 10 cm	10 Stück
VVR2015	20 G x 15 cm	10 Stück



RELOCK DUO

Dual-Haken-Lokalisierungssystem

- Doppeltes Drahtsystem für noch höhere Stabilität und sichere Fixierung
- Zurückziehbarer, flexibler Haken mit Tiefenmarkierungen für exakte Platzierung
- Echogene Kanülenspitze für zuverlässige Ultraschall-Sichtbarkeit
- Richtungsindikator zur präzisen Ausrichtung des Hakens
- Entwickelt für die präoperative Lokalisierung von Brustläsionen

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
VVNSP1910	19 G x 10 cm	10 Stück
VVNSP2010	20 G x 10 cm	10 Stück



M-BIOPSY®

halbautomatisches Biopsieinstrument

- Einstellbare Projektionsweite (10 mm und 20 mm)
- Einteiliges Design, ideal für CT-gesteuerte Biopsien
- Passende Koaxialnadeln
- Zentimeter Markierung

ARTIKELNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
N50114100-CE	14G x 10cm	5 Stück
N50114160-CE	14G x 16cm	5 Stück
N50116100-CE	16G x 10cm	5 Stück
N50116160-CE	16G x 16cm	5 Stück
Nadel mit Koaxialnade		
NS5011410-CE	14G x 10cm + 13G x 48 mm	5 Stück
NS5011416-CE	14G x 16cm + 13G x 108 mm	5 Stück
NS5011610-CE	16G x 10cm + 15G x 48 mm	5 Stück
NS5011616-CE	16G x 16cm + 15G x 108 mm	5 Stück